

32

razones para elegir el
Varios Combi Pro2

get it!

Ofertas Especiales de NSK

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



NUEVO

Varios Combi Pro2





Estimado Cliente,

Me complace presentarte las últimas ofertas de NSK Dental Spain para la temporada de otoño.

A medida que entramos en el otoño y toda su belleza natural, es necesario centrarnos en la protección y el mantenimiento de la belleza natural de las sonrisas. Por ello, uno de los enfoques clave de NSK Dental Spain es la Higiene Bucal.

Dentro de nuestra amplia gama de productos queremos destacar especialmente la última incorporación a nuestra línea de productos de higiene bucal: el nuevo Varios Combi Pro 2, que presume de varias características únicas y de alta gama. Dentro de sus múltiples mejoras, nos enorgullece poner a disposición de todos los profesionales y pacientes una herramienta que combina el mejor tratamiento posible con la comodidad y alta tecnología que NSK aporta a todos sus productos.

Junto con nuestro Varios Combi Pro 2, también estamos lanzando dos nuevos contra-ángulos, el Z99L y el M94L, que reúnen toda la calidad y potencia de corte que NSK aporta a todos sus productos, con una durabilidad aún superior. Además, presentamos cinco nuevas puntas quirúrgicas para el VarioSurg 4.

Volviendo al enfoque en la Higiene Bucal, queremos presentarte otra incorporación emocionante: el lanzamiento de nuestro marco M.I.T. (Terapia Mínimamente Invasiva). En NSK, queremos ayudarte a ser tu mejor versión. Queremos acompañarte brindándote las herramientas necesarias, siguiendo siempre las recomendaciones más avanzadas del ámbito médico y científico, para que puedas ofrecer tu mejor tratamiento y proteger las bellas sonrisas que llegan cada día a tu consulta.

Nuestro enfoque en el mantenimiento y la renovación no termina con el cuidado de las sonrisas. También valoramos la importancia de cuidar y mantener aquello que nos hace sentir y vernos bien. Sabemos lo crucial que es contar con un servicio postventa más rápido, eficiente y centrado en el cliente, por lo que seguimos mejorando continuamente nuestro proceso de gestión de reparaciones.

Te invitamos a explorar el catálogo y te deseamos una maravillosa temporada de otoño. Nuestro equipo de ventas está a tu disposición para brindarte más información sobre las ofertas y productos de NSK.

NSK Dental Spain está a tu lado

Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Spain

Turbinas

Ti-Max Z

TURBINAS DE TITANIO CON LUZ

- Cabezal en ángulo de 100° • Cuerpo de titanio con DURAGRIP resistente a arañazos • Rodamientos de cerámica
- Óptica de vidrio celular • Portafresas Push Boton • Spray Quattro • Sistema de cabezal limpio • Parada rápida
- Microfiltro • DYNAMIC POWER SYSTEM • DURAPOWER CHUCK • Fácil cambio de cartucho

 **2 años de garantía**



POTENCIA 44W

- Velocidad: 280.000-360.000 min⁻¹
- Tamaño del cabezal: ø12,1 x H 12,7 mm

Conexión NSK

Z990L

REF. PA2373

Conexión KaVo® MULTIflex®

Z990KL

REF. PA2375

819€*
1.793€*



- Potencia: 41W
- Velocidad: 320.000-400.000 min⁻¹
- Tamaño del cabezal: ø10,6 x H 10,8 mm

Conexión NSK

Z890L

REF. PA2372

Conexión KaVo® MULTIflex®

Z890KL

REF. PA2374

819€*
1.793€*

TAMAÑO PEQUEÑO, ENORME OPERATIVIDAD

- Torque: 20W • Velocidad: 380.000-450.000 min⁻¹ • Tamaño del cabezal: ø9,0 ~ H 10,8 mm • Cuerpo de titanio con DURAGRIP
- Óptica de vidrio celular • Rodamientos de cerámica • Sistema de cabezal limpio • Para fresas estándar y mini • Portafresas Push Boton
- Spray Quattro • 3X-Power System • Parada rápida • Fácil cambio de cartucho

 **2 años de garantía**



Conexión NSK

Zmicro PTL

REF. PA2357

Conexión KaVo® MULTIflex®

Zmicro KL

REF. PA2358

729€*
1.653€*

Turbinas

S-Max M

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ

POTENCIA 26W

- Clean Head System (Anti-retorno)
- Torque: 26W
- Tamaño del cabezal: $\varnothing 12,1 \times 13,3$ mm
- Velocidad: 325.000~430.000 min⁻¹
- Cuerpo de acero inoxidable
- Spray de agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

 2 años de garantía



Conexión NSK
M900L
REF. P1254

Conexión KaVo® MULTIflex®
M900KL
REF. P1258

OFERTA 1 + 1

M900L + M900L

869€* 1.964€*

2 TURBINAS DEL MISMO MODELO

M900KL + M900KL

869€* 2.200€*



ACOPLAMIENTOS

- Válvula Anti-Retorno



Acoplamiento para instrumentos NSK
PTL-CL-LED
REF. P1001600

219€*
455€*



Acoplamiento para instrumentos KaVo®
KCL-LED
REF. P1005600

349€*
649€*

Tarifa Plana Serie S-Max M

Ser original no tiene precio.
Seguir siéndolo, sólo 199€*



TARIFA PLANA NSK

Tu turbina de la **Serie S-Max M** como nueva, gracias a la promoción especial Tarifa Plana NSK. Cambia el antiguo rotor de tu turbina por un nuevo rotor original NSK, por sólo 199€* (mano de obra incluida).

¡Aprovéchala ahora!



Turbinas

Pana-Max2

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE SIN LUZ

POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-retorno**)
- Tamaño del cabezal: $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



Conexión NSK
Pana-Max2 PTL
REF. P1211

339€*
~~676€*~~

Conexión KaVo® MULTIflex®
Pana-Max2 KV
REF. P1212

339€*
~~726€*~~

Pack Pana-Max2 M4

POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-retorno**)
- **Válvula anti-retorno**
- Tamaño del cabezal: $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



OFERTA 1 + 1

Pana-Max2 M4 + Pana-Max2 M4

509€*
~~1.080€*~~

2 TURBINAS DEL MISMO MODELO



Tarifa Plana Pana-Max2

**Ser original no tiene precio.
Seguir siéndolo, sólo 179€***



TARIFA PLANA NSK



Tu turbina de la **Serie Pana Max2** como nueva, gracias a la promoción especial Tarifa Plana NSK. Cambia el antiguo rotor de tu turbina por un nuevo rotor original NSK, por sólo 179€* (mano de obra incluida).

¡Aprovéchala ahora!



Kits

Kit Premium PLUS



Turbina de Titanio Con Luz
Z990L REF. PA2373



+ Acoplamiento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600



+ Contra-Ángulo de Titanio Con Luz (1:1)
Z25L REF. C1038



1.289€*
3.454€*

Kit Superior PLUS



Turbina de Acero Inoxidable Con Luz
M900L REF. P1254



+ Acoplamiento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600



+ Contra-Ángulo de Titanio Sin Luz (1:1)
M25 REF. C1027



899€*
2.157€*

Micromotores

M40 XS

LED

MICROMOTOR ELÉCTRICO CON LUZ



Con Luz

M40 XS
REF. E1135051

- Anti-retorno
- Micromotor eléctrico ultracompacto
- Cuerpo de titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

699€*
1.315€*

M40N XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO SIN LUZ



Sin Luz

M40N XS
REF. E1136051

- Anti-retorno
- Micromotor eléctrico ultracompacto
- Cuerpo de titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

519€*
891€*

S-Max M205

MICROMOTOR NEUMÁTICO SIN LUZ



Sin Luz

S-Max M205
REF. M1007

- Anti-retorno
- El más pequeño y ligero del mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

449€*
631€*

VIVA MATE G5

MICROMOTOR AUTÓNOMO CON LUZ

Con Luz

VIVA MATE G5
REF. Y1002801

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min⁻¹

1.639€*
2.298€*



Contra-Ángulos

NUEVO

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULO DE TITANIO CON LUZ

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
- Velocidad máxima: 200.000 min⁻¹
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro

SPRAY SWITCH



Con Luz 1:5

Z99L

REF. CA1314

999€*
1.885€*

 **3 años de garantía**

ERGONOMÍA, DURABILIDAD Y RENDIMIENTO



Descubre más. Escanea el código QR.

CABEZAL ANGULADO 100°



Diseñado teniendo en cuenta las curvas anatómicas naturales de la cavidad oral (Curva de Spee y Curva de Wilson), lo que permite un corte de alto torque para un tratamiento más eficiente.

SPRAY SWITCH



La función de doble irrigación permite a los operadores cambiar fácilmente entre modo chorro y modo niebla. El modo chorro reduce el riesgo de enfisema subcutáneo durante procedimientos invasivos, mientras que el modo niebla ofrece una fuerte refrigeración para evitar daños térmicos.

SISTEMA ANTI-CALOR



Las piezas de mano de ultra alta velocidad requieren tecnología avanzada para controlar el calor. El diseño exclusivo de la cabeza del Z99L limita y dispersa el calor durante el tratamiento, mientras que su configuración optimizada de engranajes y rodamientos reduce el riesgo de sobrecalentamiento.

PORTAFRESAS DURAPOWERTM



El portafresas DURAPOWERTM de NSK ofrece una sujeción más potente y constante, reduciendo el riesgo de deslizamiento de la fresa en comparación con modelos convencionales. Su tecnología exclusiva crea un "efecto cuña" que mejora el rendimiento del portafresas y asegura una sujeción firme durante el uso.

Contra-Ángulos

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULO DE TITANIO CON LUZ

- Clean Head System (**Anti-retorno**) • Cuerpo de titanio con DURAGRIP resistente a arañazos
- Óptica de vidrio celular • Portafresas Push Boton • Microfiltro

 **3 años de garantía**



Con Luz 1:1

Z25L

REF. C1038

- Spray Simple
- Para fresas CA (ø2,35)*
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹

859€*

1.206€*



Con Luz 1:4,2

Z45L

REF. C1064

- Spray Quattro
- Para fresas FG (ø1,6)*
- Velocidad máxima: 168.000 min⁻¹

999€*

1.684€*

Ti-Max X

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-retorno**) • Cuerpo de titanio con DURACOAT resistente a arañazos
- Óptica de vidrio celular • Portafresas Push Boton • Microfiltro

 **2 años de garantía**



Con Luz 1:5

X95L

REF. C600

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidad máxima: 200.000 min⁻¹

889€*

1.608€*



Sin Luz 1:5

X95

REF. C610

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidad máxima: 200.000 min⁻¹

689€*

1.229€*



Con Luz 1:1

X25L

REF. C601

- Spray Simple
- Para fresas CA (ø2,35)*
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹

689€*

1.186€*



Sin Luz 1:1

X25

REF. C611

- Spray Simple
- Para fresas CA (ø2,35)*
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹

449€*

846€*

Contra-Ángulos

NUEVO

S-Max M

CONTRA-ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE

- Clean Head System (**Anti-retorno**)
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
- Velocidad máxima: 200.000 min⁻¹
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro

 **3 años de garantía**

SPRAY SWITCH



Con Luz 1:4

M94L

REF. CA1317

OFERTA 1 + 1

M94L + M94L

1.079€*

2.540€*

2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO



S-Max M94L

POWER 4 THE HARDER



Descubre más. Escanea el código QR.

AUMENTO DE TORQUE DEL 24% & DURABILIDAD



Para lograr un corte más eficiente, el torque se ha incrementado en un 24%*. Esto no solo reduce el tiempo de tratamiento, sino que también minimiza la carga para el paciente.

La vida útil se ha mejorado 2,7 veces*, lo que lo hace muy adecuado debido a la alta dureza del óxido de circonio y, al mismo tiempo, ofrece una excelente resistencia al desgaste. Incluso con un uso prolongado, proporciona un rendimiento estable.

* En comparación con nuestro modelo actual

TRANSMISIÓN 1:4



Se ha rediseñado el marcado de la transmisión con respecto a los modelos de la Serie S-Max M. Este nuevo diseño destaca la nueva transmisión del contra-ángulo S-Max M94L(1:4), para garantizar una identificación rápida y clara de este contra-ángulo.

CLEAN HEAD SYSTEM



El sistema Clean-Head cuenta con un mecanismo que impide la aspiración inversa de sangre, fluidos orales y cuerpos extraños hacia el interior de la cabeza del instrumento. Además de los evidentes beneficios higiénicos que esto conlleva, también protege los rodamientos y los componentes mecánicos de estos factores externos.

Contra-Ángulos

S-Max M

CONTRA-ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE

• Clean Head System (**Anti-retorno**) • Portafresas Push Button • Rodamientos de cerámica

 **2 años de garantía**



Sin Luz **1:5**

M95

REF. C1026

- Spray Quattro
- Velocidad máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)



Con Luz **1:5**

M95L

REF. C1023

- Spray Quattro
- Velocidad máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)

OFERTA 1 + 1

M95 + M95

879€* ~~1.918€*~~

2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO

M95L + M95L

1.079€* ~~2.540€*~~



Sin Luz **1:1**

M25

REF. C1027

- Spray simple
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)



Con Luz **1:1**

M25L

REF. C1024

- Spray simple
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)

OFERTA 1 + 1

M25 + M25

679€* ~~1.440€*~~

2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO

M25L + M25L

879€* ~~1.912€*~~



PIEZA DE MANO

 **2 años de garantía**

Sin Luz **1:1**

M65

REF. H1008

419€*
~~694€*~~



Mantenimiento

iCare + M25

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones intra (para contra-ángulos)
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad



Sistema automático de limpieza
iCare C2 REF. Y1002787



S-Max M25 REF. C1027001



2 Adaptadores de turbina a elegir



1.999€*
4.455€*

Pana Spray Plus

LUBRICANTE DE FORMULACIÓN ESPECIAL PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y MOTORES NEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpia y lubrica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para turbinas, contra-ángulos, piezas de mano y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

La aplicación diaria de **Pana Spray Plus** aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano. Lubrique su instrumental antes de cada ciclo de autoclave



Limpieza
Pana Spray Plus
REF. Z182100

• 1 x 500 ml

23,39€*

Mantenimiento

NSK recomienda limpiar y lubricar cuidadosamente las piezas de mano tras cada intervención clínica y siempre antes de su esterilización. Para facilitar este proceso y asegurar resultados consistentes, pueden utilizarse sistemas automáticos como el iCare de NSK, que optimiza la limpieza y lubricación. Posteriormente, se recomienda la esterilización en autoclaves como el iClave plus, que garantizan un ciclo seguro, eficiente y conforme a los más altos estándares de higiene. Este protocolo contribuye a prolongar la vida útil del instrumental y a mantener un entorno clínico seguro tanto para el profesional como para el paciente.

PROCESO DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO

1



PREPARACIÓN

Desconecte la pieza y retire la fresa.

2



LIMPIEZA

Limpie la superficie con agua corriente.

3



DESINFECCIÓN

Desinfecte la superficie externa.

4



LUBRICACIÓN

Lubrique con PANA SPRAY Plus hasta que el aceite salga limpio.

5



ESTERILIZACIÓN

Coloque la pieza en una bolsa y esterilice en autoclave hasta 135 °C.

6



CONSERVACIÓN

Retire la pieza del autoclave justo tras la esterilización.

Autoclaves

iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASE B CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

MAYOR SEGURIDAD, MAYOR CAPACIDAD

Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo calor adaptativo permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos. Cámara de 18 litros de capacidad con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros. Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica. Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero.

 **2 años de garantía**

iClave plus

REF. Y1003077

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

3.499€*
8.448€*



COMPRA YA
PAGA LUEGO  

SOLO **349,90€** /MES

* Paga durante 10 meses sin intereses



Ergonómico: el sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas.



Rápido y seguro: su cámara de cobre ofrece una alta conductividad térmica en todo el tanque y por lo tanto los ciclos son más rápidos con un menor consumo energético.



Silencioso: ciclos de esterilización rápidos y silenciosos para tu clínica.

Purity

PURIFICADOR DE AGUA
DE ÓSMOSIS INVERSA

Purity

REF. 98018030

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización

1.149€*
1.907€*



Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización. Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

Newseal Plus

TERMOSELLADORA

Newseal Plus

REF. Z1279001

- Sella las bolsa de forma automática antes de la esterilización.
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Señal visual y acústica de sellado
- Cuchilla retráctil
- Portabobinas

579€*
959€*



Surgic Pro2

MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

Surgic Pro2 LED

REF. Y1004195

El set completo incluye:

- Unidad de control **Surgic Pro2 LED**
- Pedal de control inalámbrico **FC-81**
- Micromotor **SGL80M**
- Contra-ángulo 20:1 **X-SG20L**
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

POTENCIA HASTA 80 Ncm

Surgic Pro2

REF. Y1004196

El set completo incluye:

- Unidad de control **Surgic Pro2**
- Pedal de control inalámbrico **FC-81**
- Micromotor **SG80M**
- Contra-ángulo 20:1 **SG20**
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios



Escanee el código QR para más información

OPERABILIDAD - SEGURIDAD - CONECTIVIDAD

Operabilidad, seguridad y conectividad inalámbrica. Los tres puntos en los que el nuevo Surgic Pro2 marca la diferencia. El micromotor quirúrgico de NSK presenta una extraordinaria innovación. Diseñado para dar a los profesionales el mejor dispositivo y disfrutar de la experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda. Cualquier motivo es bueno para elegir el Surgic Pro2: el brillante progreso, que te permite dar un paso más.



1 Operabilidad mejorada gracias al nuevo y más compacto motor. El centro de gravedad más cerca del cabezal del contra-ángulo: más confort, menos fatiga.



2 Display sensible y seguro gracias a la nueva pantalla plana fácil de limpiar. El panel táctil inteligente ha sido diseñado para responder cuando se utilizan guantes quirúrgicos.



3 Luz LED de color de alta resolución para permitirle ver la sangre y las encías como si tuvieran luz natural y, por lo tanto, brindar una mayor visibilidad durante cada intervención, generando una cantidad mínima de calor.



4 Silencio y suavidad gracias a la nueva bomba de irrigación, que proporciona un flujo de irrigación constante mientras se adapta perfectamente al diseño compacto del dispositivo.



5 Máxima precisión de torque. El sistema de calibración avanzada AHC de NSK ofrece la máxima seguridad en la colocación de implantes.



6 Precisión y control para mejorar las decisiones a la hora de realizar la carga de un implante. Especialmente en aquellos tratamientos de carga inmediata o pacientes de alto riesgo.



7 Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos como el VarioSurg 4, el Osseo100+, el pedal de control inalámbrico y iPad, para mejorar significativamente el alcance de los tratamientos quirúrgicos.



8 Pedal de control inalámbrico 400 g más ligero que el modelo anterior. Las funciones de selección de flujo de irrigación, selección de programa, dirección de rotación y velocidad de rotación. Además, el pedal puede personalizarse al gusto de cada profesional.

Surgic Pro2

MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

BEST PROMO

Surgic Pro2**

+ SG20

2.999€*

6.417€*



Surgic Pro2 LED**

+ X-SG20L

3.999€*

8.619€*



**1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

BEST PROMO OSSEO 100+

Surgic Pro2**

+ SG20

+ Osseo 100+

4.449€*

10.124€*



SURGIC PRO2 LED**

+ X-SG20L

+ Osseo 100+

5.449€*

12.326€*



**1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo + 1 Osseo 100+

Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGÍA

Surgic Pro LED

REF. Y1003586

El set completo incluye:

- Unidad de control
- Micromotor LED **SGL70M**
- Pedal de control **FC-78**
- Contra-ángulo con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

Surgic Pro

REF. Y1003587

El set completo incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M** no óptico
- Pedal de control **FC-78**
- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

POTENTE · SEGURO · PRECISO



SURGIC PRO

Surgic Pro**

+ SG20 x3

Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)

2.999€*

7.315€*

OPCIÓN 1

Surgic Pro***

+ X-SG20

Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)

+ X-SG93

Contra-ángulo sin luz (Multiplicador 1:3)

+ X-SG65

Pieza de mano sin luz (Velocidad Directa 1:1)

2.999€*

7.146€*

OPCIÓN 2

**1 contra-ángulo de serie + 2 contra-ángulos adicionales del mismo modelo

*** 1 contra-ángulo de serie + 1 multiplicador + 1 pieza de mano adicional



SURGIC PRO LED

Surgic Pro LED**

+ X-SG20L x3

Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)

3.999€*

9.913€*

OPCIÓN 1

Surgic Pro LED***

+ X-SG20L

Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)

+ X-SG93L

Contra-ángulo con luz (Multiplicador 1:3)

+ X-SG65L

Pieza de mano con luz (Velocidad Directa 1:1)

3.999€*

9.628€*

OPCIÓN 2

**1 contra-ángulo de serie + 2 contra-ángulos adicionales del mismo modelo

*** 1 contra-ángulo de serie + 1 multiplicador + 1 pieza de mano adicional



Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEOINTEGRACIÓN

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

VALOR ISQ



Osseo 100

REF. Y1004175

1.729€*
3.245€*




Osseo 100+

REF. Y1004176

1.829€*
3.707€*




¡TAN FÁCIL COMO 1, 2, Y 3!



1

FIJACIÓN


Fijar el MultiPeg™ en el implante. Se atornilla sin esfuerzo en la rosca del implante (6-8 Ncm de torque aproximadamente).



2

MEDICIÓN

La medición se muestra como un valor ISQ. Lo conseguimos con la vibración del Osseo 100 transformada en valor ISQ.



3

EVALUACIÓN

Mediante mediciones adicionales durante el período de cicatrización, se puede monitorear el desarrollo de la estabilidad del implante, lo que proporciona confianza y respaldo para determinar cuándo proceder con la carga final. Cuanto mayor sea el valor ISQ, mayor será la estabilidad.

MulTiPeg™

REUTILIZABLE

- Compatible con los principales sistemas de implante*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar



37€*
69€*



* Existen diferentes modelos de MulTiPeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.



iSD900

DESTORNILLADOR PROTÉSICO INALÁMBRICO

iSD900

REF. Y1001358

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min⁻¹

1.299€*
2.145€*



VarioSurg 4 + SG12

SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA

CON DOBLE LUZ



LED



Incluye:

- Unidad de control
- Pieza de mano LED con cable de 2m
- Pedal de control **FC-86**
- Cassette de esterilización
- Soporte para pieza de mano
- Tubo de irrigación (3 uds.) y otros accesorios
- Kit básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 y soporte de puntas)
- **NUEVA Punta SG12**

Características

- Gran aumento de potencia
- 3 modos (CIRUGIA, ENDO, PERIO)
- Modo ráfaga seleccionable (3 frecuencias)
- Funciones principales
- 9 programas (CIRUGIA x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo de limpieza automático
- Función de retroalimentación automática
- Función de enlace dinámico

Kit básico H-S Puntas



Kit básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 y soporte de puntas)

NUEVA Punta SG12



POTENCIA **SURG 100%**
SG12
ZT02010001 REF. Z1279001

- Revestimiento de TiN
- Marcas a 6, 8 y 10 mm del filo de la punta
- 18 dientes; 0,35 mm de grosor

VarioSurg 4
REF. Y1500706

5.999€*
10.048€*

NUEVAS

Puntas Maxi Reach



POTENCIA **SURG 80%**

M-RE2
REF. Z305715

- Revestimiento de TiN
- 11 dientes; 0,6 mm de grosor

199€*
273€*



POTENCIA **SURG 80%**

M-ST1
REF. Z305713

- Revestimiento de TiN
- 3 dientes; 0,6 mm de grosor

359€*
494€*



POTENCIA **SURG 80%**

M-OC1R
REF. Z305709

- Revestimiento de TiN
- Marcas a 2 mm del filo
- Punta curvada derecha/izquierda*
- 3 dientes; 0,6 mm de grosor

359€*
494€*



POTENCIA **SURG 80%**

M-OC1L
REF. Z305710

- Revestimiento de TiN
- Marcas a 2 mm del filo
- Punta curvada derecha/izquierda*
- 3 dientes; 0,6 mm de grosor

359€*
494€*

Pack Puntas VarioSurg



Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:



OFERTA


2 + 1

Puede elegir 3 puntas VarioSurg de cualquier modelo. Descuento equivalente al valor de la punta más barata.

[Oferta no aplicable a kits de puntas y puntas Maxi Reach]

Surgic Pro2 × VarioSurg 4

DOS DISPOSITIVOS. UNA SOLUCIÓN. POTENCIAL ILIMITADO



El desarrollo del sistema de cirugía ósea por ultrasonidos VarioSurg continúa con la introducción de VarioSurg 4. Con tecnología ultrasónica pionera de alta potencia y una variada gama de puntas para diversos procedimientos, el VarioSurg 4 permite una extracción y conformación ósea rápida y compleja.

Minimiza el daño a los tejidos blandos circundantes y reduce la invasividad en comparación con las sierras óseas y convencionales. Con nuevas ventajas como la integración del mando de pedal inalámbrico, la compatibilidad con Surgic Pro2, y un diseño refinado y elegante, el VarioSurg 4 está preparado para superar las expectativas de los clínicos y crear un entorno sin estrés.

**COMPRA YA
PAGA LUEGO**



SOLO **999,90€** /MES

OFERTA 1

* Paga durante 10 meses **sin intereses**

Sistema de Cirugía Ultrasónica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712



+ Micromotor para Implantología
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195



+ Contra-ángulos con luz (Reducción 20:1)**
X-SG20L x2 REF. C1003001



+ Carrito de soporte para ambos sistemas
iCart Duo REF. S9090



+ Dispositivo de monitorización de osteointegración
Osseo 100+ REF. Y1004176



9.999€*
~~22.877€*~~

**1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

**COMPRA YA
PAGA LUEGO**



SOLO **951,90€** /MES

OFERTA 2

* Paga durante 10 meses **sin intereses**

Sistema de Cirugía Ultrasónica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712



+ Micromotor para Implantología
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195



+ Contra-ángulos con luz (Reducción 20:1)**
X-SG20L x2 REF. C1003001



+ Stand de soporte para ambos sistemas
Link Stand3 REF. ZA16230001



+ Dispositivo de monitorización de osteointegración
Osseo 100+ REF. Y1004176



9.519€*
~~21.456€*~~

**1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

Piezas de Mano



Sin Luz 1:1

SGS-ES
REF. H264

459€*
645€*

Con Luz 1:1

X-SG65L
REF. H1009

929€*
1.309€*



Sin Luz 1:1

X-SG65
REF. H1038

559€*
781€*



Con Luz

X450L
REF. P1078

• Sólo para fresas de 25 mm de largo
• Disponible en todas las conexiones

819€*
1.152€*



Sin Luz 1:2

SGS-E2S
REF. H266

949€*
1.324€*



Sin Luz 1:1

SGA-ES
REF. H263

• Ángulo de 20°
799€*
1.124€*



Sin Luz 1:2

SGA-E2S
REF. H265

• Ángulo de 20°
1.029€*
1.438€*

Piezas de Mano

MICROSIERRAS



Reciprocidad 1,8 mm

Sin Luz 3:1

SGR2-E
REF. SH162

1.249€*
1.760€*



3° Sagital

Sin Luz 3:1

SGT2-E
REF. SH163

1.569€*
2.196€*



17° Oscilación

Sin Luz 3:1

SGO2-E
REF. SH164

1.689€*
2.369€*

Tubos de Irrigación

Tubos de Irrigación
REF. Y900113

• Juego de 5 tubos

46,29€*
93€*



SURGIC PRO

Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso. Compatible con: Surgic Pro, Surgic Pro2 y VarioSurg 4

SGX-E20R

PIEZAS DE MANO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



Sin Luz 20:1

SGX-E20R

REF. HA1200

- Velocidad máx.: 2,000 min⁻¹
- Torque máx.: 50 Ncm
- Portafresas giratorio
- Pieza de mano en ángulo
- Sistema de irrigación externo
- Para preparación/colocación de implantes zigomáticos y terigoideos en cirugía maxilofacial/cirugía oral

1.369€*
1.917€*

SOLUCIONES FÁCILES Y EFICIENTES PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS

Contra-Ángulos

REDUCCIÓN 20:1

DESMONTABLE



Con Luz 20:1

X-SG20L

REF. C1003

1.139€*
1.601€*

Con Luz 20:1

X-DSG20L

REF. C1068

1.229€*
1.721€*



Sin Luz 20:1

X-DSG20

REF. C1067

999€*
1.399€*



Sin Luz 20:1

SG20

REF. C1010

789€*
1.100€*



Sin Luz 20:1

SGMS-ER20i

REF. Y110147

• Indicador de profundidad
699€*
984€*

Contra-Ángulos

ALTA VELOCIDAD

Con Luz 1:3

X-SG93L

REF. C1004

- Spray triple

1.149€*
1.608€*



Sin Luz 1:3

X-SG93

REF. C1007

- Spray triple

899€*
1.250€*

Con Luz 1:3

Z-SG45L

REF. C1107

- Spray triple

1.119€*
1.566€*



Sin Luz 1:3

Z-SG45

REF. C1108

- Spray triple

959€*
1.340€*

Plan Renove NSK

¡Actualiza ahora, tan fácil como 1, 2, 3!

En NSK Dental Spain, estamos comprometidos con ofrecerte las mejores soluciones para que siempre disfrutes de productos modernos, eficientes y sostenibles. Por eso, hemos creado **nuestro Plan Renove**, un programa diseñado para facilitarte la renovación de tus equipos o dispositivos de forma económica y responsable.

Con el **Plan Renove**, puedes entregar tu producto antiguo y beneficiarte de un precio especial al adquirir uno nuevo. Este programa no solo te permite acceder a lo último en tecnología, diseño y funcionalidad, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente, ya que gestionamos de manera adecuada el reciclaje o reutilización de los productos que nos entregas.

Con nuestro **Plan Renove**, renovar nunca fue tan fácil, accesible y beneficioso para ti y para el planeta. ¡Descubre lo fácil que es dar el salto a lo nuevo con nosotros!



¿Cómo disfrutar de la oferta?

1

Contacta con tu distribuidor de confianza para solicitar la oferta

2

Envía tu viejo instrumento a NSK Dental Spain junto con un formulario de información

3

Disfruta de nuestro descuento exclusivo

Precisión ilimitada

Velocidad y control de torque extremadamente precisos para garantizar la máxima seguridad durante cada intervención.



Plan Renove NSK

PLAN RENOVE Surgic Pro:

Surgic Pro SIN LUZ

REF. Y1003587

El set completo incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M** no óptico
- Pedal de control **FC-78**
- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

INCLUYE CONTRA-ÁNGULO SG20



2.119€*

5.115€*

PLAN RENOVE X-SG20L/SG20:



Con Luz 20:1

X-SG20L

REF. C1003

- Cuerpo de titanio con DURAGRIP
- Óptica de vidrio celular
- Portafresas Push Boton
- Irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- Velocidad Máx: 2.000 min⁻¹

759€*

1.601€*



Sin Luz 20:1

SG20

REF. C1010

- Cuerpo de acero inoxidable
- Portafresas Push Boton
- Irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- Velocidad Máx: 2.000 min⁻¹

559€*

1.100€*



PLAN RENOVE Piezas de Mano Serie Varios

Serie Varios 170, 370, 570, 970 y Varios Combi Pro

La serie Varios incorpora los últimos avances en tecnología piezoeléctrica. El motor iPiezo de NSK garantiza una salida estable al ajustarse automáticamente a la frecuencia óptima según la carga de la punta.

Las piezas de mano de la serie Varios mejoran significativamente el acceso a la cavidad oral, permitiendo al operador trabajar con mayor eficiencia.

VA2-LUX-HP

REF. E351050

579€*

1.118€*



VA2-HP

REF. E350050

369€*

638€*



Varios Combi Pro2

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL

32

razones para elegir el
Varios Combi Pro2

¿Quieres probar la calidad del Varios Combi Pro2? Ponlo a prueba en tu clínica con una demostración gratuita.



Escanee el código QR para más información

NUEVO




CARACTERÍSTICAS



Ultrasonidos

El Varios Combi Pro2 cuenta con la primera pieza de mano ultrasónica de titanio puro, resistente al calor y a productos químicos. Incorpora el acabado antideslizante DURAGRIP para un agarre seguro y ofrece comodidad, durabilidad y alto rendimiento.



Unidad y cámaras independientes

Con el Varios Combi Pro2, las líneas de polvo están separadas del cuerpo principal. En caso de obstrucción, el usuario puede desmontar fácilmente las piezas sin necesidad de enviar el equipo a reparar. Así, tu práctica sigue funcionando sin interrupciones.




Sistema de calentamiento de agua

El Varios Combi Pro2 calienta el agua para el escarificador y las piezas de mano, ofreciendo mayor confort al mantener una temperatura agradable para todo tipo de pacientes, incluso sensibles.



Pedal de control inalámbrico multifunción

Coloca el pedal donde prefieras sin cables ni límites: el Varios Combi Pro2 se conecta por Bluetooth® para un control cómodo, libre y eficiente durante el tratamiento.



Auto-Cleaning

(Limpieza Automática)

El Varios Combi Pro2 ofrece cuatro modos de autolimpieza que mantienen el equipo limpio, evitan obstrucciones y eliminan la necesidad de herramientas adicionales.



Modo CLM

La limpieza del circuito de agua del Varios Combi Pro2 es fácil con la solución b.clean y el modo CLM, cumpliendo los requisitos europeos. Además, el equipo se bloquea automáticamente hasta que la solución química se haya drenado por completo.



Boquilla Jet para pieza de mano de aeropulido

En respuesta a las necesidades clínicas, hemos desarrollado una boquilla de chorro (Jet Nozzle) para la pieza de mano Perio, diseñada para tratamientos supragingivales. Esta nueva boquilla permite dirigir el tratamiento con mayor precisión y es intercambiable con la boquilla Perio convencional según la aplicación requerida.



iCart Prophecy2 con kit de botella de agua

Nuestro carrito ofrece comodidad y facilidad de uso, con opción de suministro de agua independiente para usar el Varios Combi Pro2 incluso donde el agua escasea o no es de buena calidad.

Higiene Bucal

Varios Combi Pro2

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL

Contenido:

- Unidad de control Varios Combi Pro2
- VA2-LUX-HP Ti
- VA2-LUX-SC Ti
- Depósito Prophy-Chamber2
- Manguera Prophy-Hose2
- Pieza de mano para aeropulido (Prophy)
- Pedal de control inalámbrico
- Soporte
- Manguera de aire
- Manguera de agua
- Cable de red
- Set de botellas de irrigación
- Set CLM
- Puntas ultrasonidos
- Polvo FLASH pearl (300 g)

Especificaciones:

- Dimensiones: A 249 × P 290 × Al 115 mm (incluyendo los depósitos)
- Peso: 3.5 kg
- Fuente de alimentación: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Frecuencia de trabajo (ultrasonidos): 28 - 32 kHz
- Potencia máxima (ultrasonidos): 11 W

**COMPRA YA
PAGA LUEGO**

* Paga durante 10 meses sin intereses



SOLO **569,90€** /MES

VARIOS COMBI PRO2

Dispositivo para
Tratamiento Periodontal

Varios Combi Pro2

REF. Y1500505



Tratamiento
Periodontal Subgingival

Kit Perio

REF. Y1500470



Boquilla Jet

REF. TA10770106



5.699€*

9.504€*



**COMPRA YA
PAGA LUEGO**

* Paga durante 10 meses sin intereses



SOLO **177,90€** /MES

ICART PROPHY2

iCart Prophy2

REF. S9898



Kit botella de agua

REF. Y1500719



b.clean

REF. BCL600



1.779€*

2.954€*



Higiene Bucal

Varios Combi Pro

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL



Escanee el código QR para más información

Dispositivo para Tratamiento Periodontal
Varios Combi Pro REF. Y1002843



+ Tratamiento Periodontal Subgingival
Kit Perio REF. Y1003042



+ **Varios2 LUX** REF. E351050



3.639€*
9.107€*



Contra-Ángulos

REDUCCIÓN 4:1



Sin Luz 4:1

FX57m
REF. C1054

- Cuerpo de acero inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

289€*
394€*



Sin Luz 4:1

X55
REF. C618

- Cuerpo de titanio macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de agua simple
- Para puntas EVA con vástago cerrado

599€*
846€*

Escarificadores

- Escarificador neumático
- Cuerpo de titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

Con Luz

S970L
REF. T1005

- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz

809€*
1.523€*



Sin Luz

S970
REF. T1020

- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz

669€*
1.249€*



Con Luz

S970KL
REF. T1013

- Conexión directa a los acoplamientos KaVo®
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz

889€*
1.664€*



Sin Luz

AS2000 M4
REF. T698

- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz

299€*
641€*

Higiene Bucal

Varios 970

ULTRASONIDO MULTIFUNCIONAL

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16
- Disponible con luz LED y sin luz

Con Luz

VA970 LED
REF. Y1004161

1.729€*
3.248€*

Sin Luz

VA970
REF. Y1004160

1.489€*
2.803€*



Varios 370

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16

Sin Luz

VA370
REF. Y1001340

769€*
1.441€*


CUERPO PORTÁTIL
ULTRA COMPACTO



Puntas Ultrasonicas NSK

NSK OFRECE UNA AMPLIA SELECCIÓN DE PUNTAS DE ESCARIFICADOR ULTRASONICO VARIOS PARA USOS CLÍNICOS.

Nuestra amplia variedad de más de 70 tipos de puntas para scaler ultrasonico hace que el dispositivo sea ideal para una gran diversidad de aplicaciones clínicas, incluyendo tanto la odontología preventiva como el tratamiento de diversas patologías dentales.



Descarga aquí el catalogo de puntas ultrasonicas de NSK:

Puntas Varios



OFERTA 1 + 1

Por la compra de cualquier punta **Varios** recibirá otra del mismo modelo



M.I.T. Terapia Mínimamente Invasiva

CONSULTA



PASO 0

Revisar factores de riesgo sistémicos:
Factores sistémicos (Ej: diabetes y antecedentes familiares) y factores relacionados con el estilo de vida (Ej: tabaquismo, estrés, situación familiar y profesional, alimentación y sueño).

Análisis / examen intraoral completo

Educación / comunicación

Analizar siguientes pasos

PRODUCTOS USADOS



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (PÉRDIDA ÓSEA)



PASO 3

Plan a seguir:
Si el paciente está estable
Paso 4: Mantenimiento

Tratamiento:
Antibióticos, remodelación ósea, regeneración ósea, injertos óseos, injertos gingivales, extracciones dentales, implantes, corrección de la mordida.

Tipo de paciente:
Periimplantitis, deterioro periodontal severo, defectos óseos verticales, múltiples lesiones de furcación, pérdida ósea significativa, oclusión comprometida, múltiples dientes ausentes, sitios no respondedores.

PRODUCTOS USADOS



MANTENIMIENTO (POST-PERIODONTITIS)



PASO 4

Tipo de paciente:
Estabilizado / paciente controlado.

Tratamiento:
Mantenimiento con polvo periodontal. Monitoreo continuo de factores de riesgo locales y sistémicos. Educación continua.

Plan a seguir:
Programar revisiones cada 3 meses. Un paciente periodontal nunca deja de ser un paciente periodontal.

PRODUCTOS USADOS



NSK te ayuda a ser tu mejor versión.

FUENTES Y REFERENCIAS: El protocolo de trabajo MIT está basado en: "Treatment of Stage IV Periodontitis: The EFP S3 Level Clinical

CONTROL / MANTENIMIENTO (TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL)



PASO 1

Tipo de paciente:
Mantenimiento /
gingivitis /
paciente con
periodontitis

Resultados esperados:
Interrupción del biofilm oral.
Eliminación de manchas.
Realización de una limpieza
profesional mecánica de
la placa (a nivel de corona
clínica). Recuperación del
control de la salud bucal.
Educación del paciente.
Motivación y fomento de
buenos hábitos.

Tratamiento:
Depósitos blandos:
Terapia con polvos /
Instrumentación manual
supragingival / iProphy
Depósitos duros:
Scaler ultrasónico
piezoeléctrico

Plan a seguir:
Si está sano:
Programar la próxima
cita de mantenimiento
Si no está sano:
Paso 2 / Repetir Paso 1



Varios 970
Scaler ultrasónico



VA2-LUX-HP Ti
Pieza de mano
ultrasónica



Puntas Ultrasónicas
G4,G8,G16



Ti-Max S970L
Scaler neumático



Puntas scaler
neumático S3, S1

FASE ACTIVA TRATAMIENTO SUBGINGIVAL



PASO 2

Plan a seguir:
Si está estable:
Paso 2: Continuar con el tratamiento, o
Paso 3: Mantenimiento
Si está inestable:
Paso 4: Intervención quirúrgica.

Tratamiento:
Instrumentación subgingival.
Cuidado de implantes: se
recomienda un tratamiento de
modalidad única. Preferentemente,
terapia con polvos.

Tipo de paciente:
Periodontitis, inflamación
controlada, mucositis
periimplantaria
(sangrado en más de un punto),
enrojecimiento, supuración.



Puntas H-SGSR,
SG6D & SG11



Contra-ángulo
Ti-Max X-SG20L



Pieza de mano
VarioSurg4



Perio-Mate
Pieza de mano
aeropulido



Perio Mate Powder,
FLASH pearl y SOFT pearl



iProphy



Varios 970
Scaler ultrasónico



VA2-LUX-HP Ti
Pieza de mano
ultrasónica



Puntas
Ultrasónicas
G16,P20,V-P10



Ti-Max S970L
Scaler neumático



Puntas scaler
neumático
S3,S20

PRODUCTOS USADOS



Varios Combi Pro2



Varios 970
Scaler ultrasónico



VA2-LUX-HP Ti
Pieza de mano
ultrasónica



Puntas
Ultrasónicas
G16,P2D,P26L/R



Perio-Mate
Pieza de mano
aeropulido



Perio Mate
Powder



Ti-Max S970L
Scaler
neumático



Puntas scaler
neumático
S20,S10

Higiene Bucal

Prophy-Mate neo

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

- Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina.
(No incluye conexión directa a manguera M4 y B2)
- Acoplamiento sencillo e instantáneo
- Diseño ligero y flexible



Sistema de blanqueamiento dental
Prophy-Mate neo

+ 2ª Pieza de Mano
Pieza de Mano Larga REF. T797010

+ FLASH pearl (4 frascos de 300 g)
FLASH pearl REF. Y900698

999€*
2.001€*



ROTACION FÁCIL
Y FLUIDA DE 360°

TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Acoplamiento sencillo e instantáneo



Boquillas fácilmente desprendibles
con puntas de 60° y 80°



Con las boquillas gemelas originales de
NSK se logra una mayor potencia de pulido

Nuevo SOFT pearl

POLVO PARA EL TRATAMIENTO
SUPRAGINGIVAL



El nuevo polvo para limpiezas,
SOFT pearl está recomendado para todo
tipo de manchas y decoloraciones; con
especial eficacia en manchas de leves a
moderadas.

SOFT pearl

REF. Y1500721

- Solubilidad en agua idónea y retardada
- Tamaño partículas: 65 micras
- Aplicación: Supragingival
- Material: Glicina
- Libre de flúor
- 4 frascos de 250 g

106€*
165€*

FLASH pearl

POLVO PARA EL TRATAMIENTO
SUPRAGINGIVAL



Polvo de limpieza con perlas de
calcio, FLASH pearl, para una
limpieza en profundidad sin dañar
la superficie del diente

FLASH pearl

REF. Y900698

- Tamaño partículas: 54 micras
- Aplicación: Supragingival
- Material: Carbonato de calcio
- Libre de flúor
- 4 frascos de 300 g

83€*
130€*

Higiene Bucal

Perio-Mate

ELIMINADOR DE BIOFILM SUPRA Y SUBGINGIVAL

- Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina. (No incluye conexión directa a manguera M4 y B2)
- Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis
- La pieza de mano gira 360°



Eliminador de película biológica
Perio-Mate



+ 2ª Pieza de Mano
Pieza de Mano Perio-Mate REF. T1043010



+ Perio-Mate Powder (2 frascos de 160 g)
Perio-Mate Powder REF. Y900938



999€*
2.225€*




GIRO FÁCIL Y
FLUIDO DE 360°


TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Boquilla innovadora



Rotación fluida de 360°



Ajuste del volumen
de flujo de polvo

Perio-Mate Powder

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUB Y SUPRAGINGIVAL



Polvo de limpieza Perio-Mate Powder. Para uso sub y supragingival para un resultado del trabajo bueno y favorable

Perio-Mate Powder
REF. Y900938

- Tamaño partículas: 25 micras
- Aplicación: Supragingival y Subgingival
- Material: Glicina
- Libre de flúor
- 2 frascos de 160 g

66€*
93€*

Endodoncia

Kit Endodoncia

Localizador de ápice
iPex II REF. Y1002208

+ Micromotor
Endo-Mate DT2 REF. Y1004230

+ Conector
MPAS-F20R REF. Y110046

1.859€*
~~3.887€*~~




Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

ENDO-MATE DT2

REF. Y1004230

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

969€*

~~2.010€*~~



iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANZADO

iPexII

REF. Y1002208

- Medición del conducto radicular de gran precisión
- Controlador SmartLogic de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

659€*

~~1.305€*~~



Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDONCIA


Endo-Mate TC2

REF. Y1001027

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica


1.019€*

~~1.855€*~~



El servicio hace la diferencia

Servicio Técnico Oficial NSK Dental Spain



¿Cuáles son las ventajas del Servicio Técnico Oficial de NSK Dental Spain?

Los productos de NSK van más allá de ser meros instrumentos de trabajo eficientes y fiables; representan una síntesis avanzada de tecnología e innovación. Cada profesional los percibe y utiliza como una extensión natural de sus propias manos y habilidades. Por esta razón, tratamos cada operación de mantenimiento con el máximo cuidado.

Pero, ¿qué implica concretamente optar por el Servicio Técnico Oficial de NSK Dental Spain?



VELOCIDAD

En las horas siguientes a la confirmación del presupuesto el producto se repara en 24/48 horas.



PROFESIONALIDAD

Confíe sus herramientas a un equipo experimentado y cualificado que conoce a fondo todos los productos NSK y sabe cómo garantizar que funcionen como nuevos.



FIABILIDAD

Puede estar seguro de que solo se utilizan recambios originales. Los productos NSK poseen una mecánica impecable gracias a un exhaustivo trabajo de I+D. ¡Desconfíe de las imitaciones y de los productos de baja calidad!



SEGURIDAD

Original significa seguro en todos los aspectos: el uso de piezas no originales implica la pérdida de la certificación de dispositivo médico y la anulación de la garantía. Optar por el servicio postventa de NSK es un gesto de cuidado hacia los pacientes y una ventaja para los dentistas que lo eligen.



Escanee el código QR para más información

☎ +34 91 626 61 28 | +34 678 72 50 15

✉ sat@nsk-spain.es

📍 C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España

ULTIMATE XL

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

SUAVIDAD Y POTENCIA SIN PRECEDENTES

El líder en el mundo de micromotores de laboratorio se ha superado una vez más. La gama Ultimate ha evolucionado para conseguir aún mayor suavidad de movimiento y mayor potencia. Gracias a un sistema de control vectorial de 180° garantiza un trabajo más eficiente y sin tensión. La forma de la pieza de mano ha sido diseñada con gran cuidado y teniendo siempre en cuenta los criterios de ergonomía y funcionalidad. El resultado es una pieza de mano que reduce considerablemente el cansancio y que facilita el trabajo hasta con las piezas más delicadas y para largas jornadas de trabajo. La nueva generación Ultimate XL pone un nuevo rendimiento a su alcance.

ULTIMATE XL TORQUE

REF. Y141471

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

1.509€*
2.526€*

ULTIMATE XL COMPACT

REF. Y141472

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

1.309€*
2.526€*



VOLVERE i7

MICROMOTOR ESTÁNDAR

VOLVERE i7 representa un nuevo hito de NSK en su constante esfuerzo por poner a disposición de los protésicos dentales sus micromotores de laboratorio de renombre mundial. VOLVERE i7, de diseño elegante y compacto, incluye todas las características esenciales para un laboratorio dental con una excelente relación calidad-precio.

VOLVERE i7

REF. Y1002890

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000~35.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

899€*
1.822€*



PRESTO II

TURBINA NEUMÁTICA SIN LUBRIFICACIÓN

Sin Luz

PRESTO II

REF. Y150022

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

659€*
~~1.229€*~~



PRESTO AQUA II

TURBINA NEUMÁTICA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

Sin Luz

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.309€*
~~2.456€*~~



PRESTO AQUA LUX

TURBINA NEUMÁTICA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

Con Luz

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151


- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.709€*
~~3.212€*~~



RED COMERCIAL DE NSK DENTAL SPAIN

Para cualquier duda o consulta sobre los productos de NSK Dental Spain, puede contactar con su delegado comercial más cercano.



EFFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK

Miguel Ángel Toribio

Responsable de Implantología

✉ toribio@nsk-spain.es
☎ +34 661 36 58 91

María Jesús Suárez

Responsable de Grandes Cuentas

✉ suarez@nsk-spain.es
☎ +34 636 79 64 64

Fco. Javier Portela

Galicia, Zamora, Palencia y León

✉ portela@nsk-spain.es
☎ +34 645 42 69 12

Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja,
Cantabria, Burgos, Soria y Asturias
✉ miguelgonzalez@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 92 21

Xavier Sentís

Cataluña, Huesca y Zaragoza

✉ sentis@nsk-spain.es
☎ +34 650 29 11 46

Óscar Llorente

Comunidad Valenciana, Murcia,
Islas Baleares, Albacete y Teruel
✉ llorente@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 03

Ana González

Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara,
Salamanca, Segovia, Ávila y Valladolid
✉ anagonzalez@nsk-spain.es
☎ +34 603 64 78 06

Leonardo Pascual

Málaga, Granada, Jaén, Almería,
Ciudad Real, Ceuta, Melilla e Islas
Canarias
✉ pascual@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 32

Gloria Gibbah



Córdoba, Cádiz, Sevilla, Huelva y
Extremadura
✉ gibbah@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 93 50

João Paulo Costa

Portugal

✉ costa@nsk-spain.es
☎ +351 915 66 32 32

MANTENTE INFORMADO, MANTENTE CONECTADO.
ENCUENTRANOS EN:



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España
tel: +34 91 626 61 28 - +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es

Los precios no incluyen IVA. Ofertas limitadas hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta fin de existencias.